

# **Protocole Piqûres malveillantes en milieu festif Prélèvements biologiques réceptionnés ou prélevés au LABORATOIRE CH DAX**

Version du 28-06-2022 -

Si Patient EXTERNE ou réception prélèvement avec mention « Piqûres malveillantes » ou équivalent sur bon de demande (gestion classique réalisé via Unité de médecine légale-Dr LHEZ)

## **Prescription à J0**

⇒ Sérologie AES en suivant protocole CH DAX : sérologies VIH, VHB, VHC, + si agression sexuelle : sérologie Syphilis et PCR chlamydia, gonocoque sur pool de prélèvements locaux (gorge, anus, urines, vagin)

+ prélèvements conservatoires à prélever en systématique

- Délai piqûre ≤ 24 H :
  - 2 tubes secs sans gel séparateur (rouge)
  - 2 Tubes EDTA (violet)
  - 2 Tubes Héparinate de Lithium (vert)
  - 2 Tubes fluorures (gris)
  - 3 Tubes d'urines secs (beige)
- Délai piqûre >24 et < 48 H
  - 2 Tubes d'urines secs (beige)

## **AU LABO**

- Conservation des prélèvements
  - NON CENTRIFUGES
  - à +4°C (frigo des ENVOIS avant dernière étagère à droite sur portoir dédié)
  - pendant 7 jours
- Mettre Bon de demande dans chemise dédiée (bannette D.Chrisment) afin que l'on transmette par mail à Dr LHEZ les patients dont nous avons les prélèvements conservatoires pour une éventuelle réquisition si plainte

## **Prescription à S6**

⇒ Sérologie VIH

## **Prescription à S12**

⇒ Sérologie VIH, VHB, VHC