ETIQUETTE MALADE

## Centre Hospitalier de Dax Côte d'Argent

## DEMANDE D'EXAMENS HEMOCULTURES

SERVICE	TAMPON UF
NUM DE POSTE.	
DATE PRELEV.	
HEURE PRELEV.	

TILWOODLIGITLO						
ATTENTION : PERIODE DE GARDE DU LABORATOIRE : NUIT (18h00-8h00), WEEK-END (Samedi 12h00 au Lundi 8h00), JOUR FERIE (toute la journée)						
Traitement Antibiotique/ Antifongique / Antiviral	Oui, préciser : Non			rescripteur :		
Hémocultures [HEM5] ** Incubation 15 jours [HEM15]    Fièvre						
Enfant < 13 kg (flacon jaune sans restriction de volume)  Enfant 13 < kg < 35 (flacons vert puis orange ≈ 5mL/flacon)  Adulte – Enfant >35 kg (flacons vert puis orange ≈ 10 mL/flacon)  Remplir chaque						
□ Cas général → Prélèvement en une fois 2 à 3 paires en 1 seule fois périphérique sur 24h	sur voie veineuse	N°1 = VVP N°2 = V	+/- ** an a receive of the first of the firs	www.learners.com/ledib	flacon jusqu'au repère = trait blanc sur bande noire 10 ml par flacon (pas plus, pas moins!)	
□ Suspicion ENDOCAF □ recherche Levures □ PMO → Prélèvement en plusieur prélèvements distincts à au sur voie veineuse périphéri	RDITE s fois (multiple) = 3 par moins 1 heure d'interv	ires en 3	N°1 = VVP	N°2 = VVP	N°3 = VVP	
□ Suspicion d'infection sur DIV → Prélèvement différentiel = 2 paires à partir du dispositif sans l'avoir purgé + 2 paires par ponction veineuse périphérique, à moins de 10 min d'intervalle, remplies avec volume identique						
Numéro :	Périphérique	Matériel :		Coller les étiquettes de la paire ici		
Numéro :	Périphérique	Matériel :		Coller les étiquettes de la paire ici		
Numéro :	Périphérique	Matériel :		Coller les étiquettes de la paire ici		