

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-NEURONAUX



Attention adresse d'envoi en bas de page

N° FINESS : 690784178

ETIQUETTE
PATIENT

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

Analyse demandée	
SÉRUM	LCR
Sang prélevé sur tube sec et sérum décanté 1mL pour les anti-onconeuronaux 1mL pour l'ensemble des autres tests	Poudriers non acceptés risques de fuite importants **500µl minimum de LCR = 10 gouttes
☐ Anti-onconeuronaux sur sérum (SCERD) Immunodot Euroimmun : détection des anticorps anti-Hu, RI, Yo, CV2, MA2, Amphiphysine, DNER, GAD, SOX1, ZIC4 et Recoverine	☐ Anti-onconeuronaux sur LCR (SCERDLCR) Immunodot Euroimmun : détection des anticorps anti-Hu, RI, Yo, CV2, MA2, Amphiphysine, DNER, GAD, SOX1, ZIC4 et Recoverine En cas de demande conjointe : Anti-onconeuronaux et Anti-Neuropile sur LCR, la recherche sera réalisée uniquement en immunofluorescence indirecte
Neuropathie périphérique ou atteinte centrale	
Atteinte centrale (syndrome cérébelleux ou encéphalite autoimmune)	☐ Anti-Neuropile sur LCR (SNEUROPILELCR) = Technique de screening par immunofluorescence indirecte sur hippocampe et cervelet de rat (Euroimmun) permettant la détection de la plupart des anti-neuronaux membranaires et intracellulaires . Des tests spécifiques sont réalisés en parallèle en CBA pour détecter les ac anti-NMDAR, AMPAR, DPPX, CASPR2, LGI1 et GABABr. En cas de positivité ou de résultat douteux, le prélèvement est orienté au centre de référence pour réalisation des tests de confirmation.
Anti-NMDAR : Pas d'analyse sur sérum Anti-Neuropile : Pas d'analyse sur sérum	
☐ Anti-CASPR2 sur sérum (SCASPR2SER) ☐ Anti-LGI1 sur sérum (SLGI1) ☐ Anti-GABA_Br sur sérum (SGABABR)	
Pour d'autres anticorps (IGLON5, GABA_Ar, AK5, GlyR, mGluR1/5...) : contacter le centre de référence qui pourra réaliser les tests spécifiques en fonction du contexte clinique	

ADRESSE D'ENVOI DES PRELEVEMENTS	CONDITIONS DE TRANSPORT
Laboratoire d'auto-immunité Service d'immunologie Dr Nicole Fabien Hôpital Lyon-Sud 69495 Pierre-Bénite Cedex Fax : 04 78 86 66 54	Sérum et LCR Température ambiante dans un délai de 2 jours Température réfrigérée dans un délai de 14 jours LCR : poudriers non acceptés – risques de fuite importants
FACTURATION Ac anti-onconeuronaux par Immunodot : BHN 300 Ac anti-neuropile par IFI: BHN 300 Tests spécifiques : BHN 300 <u>par test</u>	DELAI DE REALISATION DE L'ANALYSE Variable selon le test demandé et les confirmations nécessaires Minimum 3 à 4 semaines

QUESTIONNAIRE CLINIQUE
NECESSAIRE A LA RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-NEURONAUX
A ENVOYER AVEC LE PRELEVEMENT

Médecin demandeur			
Nom :			
Service :			
N° de téléphone :			
INDISPENSABLE adresse mail :			
Nom du patient :			
Prodromes	☐ Oui	⇒	☐ Céphalées ☐ Etat fébrile ☐ Troubles digestifs ☐ Autre (préciser)
	☐ Non		
	☐ Inconnu		
Présentation clinique	☐ Encéphalite limbique	⇒	☐ Troubles psychiatriques ☐ Troubles de la conscience ☐ Crises d'épilepsie ☐ Troubles mnésiques ☐ Mouvements anormaux ☐ Dysautonomie
	☐ Neuropathie sensitive		
	☐ Neuropathie sensitivomotrice		
	☐ Lambert Eaton		
	☐ Neuromyotonie		
	☐ Syndrome cérébelleux		
	☐ Autre (préciser)		
IRM	☐ Normale		☐ Anormale
EEG	☐ Normal		☐ Anormal
LCR	Nb d'éléments :	Protéinorachie :	Bandes Oligoclonales : ☐ Oui ☐ Non
Tumeur	☐ Oui (préciser)		
	☐ Non		
	☐ Inconnu		
Traitement	☐ Corticoïdes		
	☐ Veinoglobulines		
	☐ Echanges plasmatiques		
	☐ Immunosuppresseur		
	☐ Autre		