

TECHNIQUE :

1) **HYGIÈNE des mains** : friction hydroalcoolique(→ [Fiche HYG/FIC/0068](#))

2) Patient informé, installé confortablement en position semi-allongée ou allongée, **IDENTITÉ VÉRIFIÉE**

3) **ENFILER des GANTS**,

4) Réaliser le prélèvement :

▪ **EXAMEN DU MEAT URINAIRE** :

Si du **pus** est présent, collection de ce pus soit spontané, soit à la pression et réaliser :

- 1 écouvillon pour la **culture standard**.
- 1 écouvillon pour la **l'examen direct**.

▪ Si demande de PCR *Chlamydia trachomatis*/*N.gonorrhoeae* et/ou *HSV* et/ou *Mycoplasma genitalium* :

Recueil du 1er jet d'urine (< 10 cc)

Ou **Prélèvement urétral avec écouvillon fin spécial**

▪ **PRELEVEMENT URETRAL** :

- Pour la culture standard (gonocoque, levures...) ;
- Si demande de culture de *Mycoplasma hominis* ou *Ureaplasma sp.* : réaliser un second écouvillonnage urétral.

5) **RETIRER** et éliminer les gants

6) **HYGIÈNE des mains** : friction hydroalcoolique(→ [Fiche HYG/FIC/0068](#))

7) **ÉTIQUETER immédiatement après prélèvement**

Noter nom et prénom du patient sur les lames de frottis au crayon à papier (si des lames ont été faites)

Le temps de l'étiquetage et de la vérification d'identité (concordance étiquette / patient) fait partie intégrante de l'acte de prélèvement et doit impérativement être fait par la même personne, dans la chambre du patient.

8) **VISER LE BON DE DEMANDE (FAIT PAR LE PRELEVEUR)**

- Le préleveur note son identité, celle du prescripteur, la date et l'heure du prélèvement
- Le préleveur note les renseignements cliniques indispensables (type de prélèvement, prise ou non d'un **traitement antibiotique**, précise le nom de l'antibiotique).
- Le préleveur précise l'indication du prélèvement vaginal :
 - **IST ?** ;
 - **Clinique** : Pus, douleurs, fièvre ... ;

9) **TRACER L'ACTE DANS LE DOSSIER DE SOINS.**

10) **TRANSMETTRE** au laboratoire en suivant les instructions des délais de transmission (lexique)

MATERIELS :

- ✓ Solution hydroalcoolique
- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Ecouvillon + milieu transport (Stuart).
- ✓ Urine dans pot stérile à bouchon rouge
- ✓ Ecouvillon dans milieu M4RT® (Remel)
- ✓ Ecouvillon fin Rayonne
- ✓ Ecouvillon fin Rayonne +/- dans milieu UMMt
- ✓ Sac à déchets
- ✓ Solution hydroalcoolique

Important!!!